



Virus DNA/RNA Extraction kit

Kit Size: 50 preps

Items	Quantity
Lysis buffer	15 ml
Lysozyme	1 tube
Magnetic bead S	500 µl
Washing buffer AW	25 ml
Washing buffer SW	25 ml
Eluent S	5 ml
Protocol Manual	1

A. การเตรียมสาร

- เตรียม isopropanol และ absolute ethanol (analytical grade, sterile, RNase free)
- เมื่อเปิดฝา Washing buffer AW และ Washing buffer SW แล้ว ให้เติมดังนี้
 - เติม absolute ethanol ลงใน Washing buffer AW 18.5 ml
 - เติม absolute ethanol ลงใน Washing buffer AW 22 ml
 - เติม isopropanol 300 µl ลงในทั้ง Washing buffer AW และ Washing buffer SW
- เตรียม Magnetic stand
- ถ้าสกัด RNA virus ควรใช้ RNase free ทั้ง Tip และ 1.5 ml centrifuge tube, หรือทำความสะอาดด้วย 0.1% DEPC water

B. ขั้นตอนการสกัด DNA/RNA

- เติม 20 µl Lysozyme ลงใน 1.5ml Eppendorf tube
- เติม sample 200 µl (ถ้ามีตัวอย่างไม่ถึง 200µl ให้เติม sterile saline solution ให้ได้ปริมาตร 200 µl)
- เติม 300 µl lysis buffer แล้วเขย่าผสม จากนั้นบ่มที่ 56°C, 10 นาที
- เติม Magnetic beads 10-30 µl
- เติม isopropanol 200 µl แล้ว mix ด้วย autopipette จากนั้นตั้งทิ้งไว้ 5 นาที ที่อุณหภูมิห้อง (25°C)
- วาง Eppendorf tube บน magnetic stand รอจน magnetic เกาะตัวเป็นกลุ่มที่ผนังหลอด จนสารละลายใส (ประมาณ 2 นาที) จากนั้น ดูดสารละลายส่วนใสทิ้ง โดยระวังไม่ให้ดูดติด magnetic bead ไปด้วย
- นำ Eppendorf tube ออกจาก magnetic stand แล้วเติม Washing buffer AW 500 µl ผสมแบบคว่ำ/หงายหลอด ประมาณ 2 นาที
- วาง Eppendorf tube บน magnetic stand รอจน magnetic เกาะตัวเป็นกลุ่มที่ผนังหลอด จนสารละลายใส (ประมาณ 2 นาที) จากนั้น ดูดสารละลายส่วนใสทิ้ง โดยระวังไม่ให้ดูดติด magnetic bead ไปด้วย
- นำ Eppendorf tube ออกจาก magnetic stand แล้วเติม Washing buffer SW 500 µl ผสมแบบคว่ำ/หงายหลอด ประมาณ 2 นาที
- วาง Eppendorf tube บน magnetic stand รอจน magnetic เกาะตัวเป็นกลุ่มที่ผนังหลอด จนสารละลายใส (ประมาณ 2 นาที) จากนั้น ดูดสารละลายส่วนใสทิ้ง โดยระวังไม่ให้ดูดติด magnetic bead ไปด้วย
- เปิดฝาแล้วตั้งหลอด Eppendorf ทิ้งไว้ใน safety cabinet ประมาณ 2 นาที สังเกตให้ magnetic แห้ง และไม่มีแสงสะท้อนของน้ำบน magnetic
- นำ Eppendorf tube ออกจาก magnetic stand แล้วเติม Elution buffer หรือ deionized water 50-100 µl แล้ว incubate ใน 56°C 5-10 นาที
- วาง Eppendorf tube บน magnetic stand รอจน magnetic เกาะตัวเป็นกลุ่มที่ผนังหลอด จนสารละลายใส (ประมาณ 2 นาที) จากนั้น ดูดสารละลายส่วนใสทิ้ง **ยังหลอด Eppendorf tube หลอดใหม่**
- ตรวจวัดปริมาณและความบริสุทธิ์ของ DNA/RNA ด้วย spectrophotometer หรือ fluorometer